

ACTIVE

Erection System^{NT®}

Medizinisches Hilfsmittel – Erektionshilfe
Gebrauchsanweisung

Medical aid – Erection aid
Instruction for use

Tıbbi yardımcı gereç – Ereksiyon yardımcısı
Kullanma talimatı

Deutsch
English
Türkçe



MED*intim*

personal healthcare

Ursachen für Erektionsstörungen

Zu den häufigsten Ursachen von Erektionsstörungen gehören u. a.

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

Produktinformation

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen. Die Vakuumpumpe erzeugt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung

des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penischaft gestreift. Er verhindert beim Entfernen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich. Nach dem Geschlechtsakt entfernen Sie den Stauring wieder. Alle Teile werden zur Wiederverwendung in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt.

Das ACTIVE *Erection System*^{NT}® besteht aus folgenden Teilen:

- Konus
- Führungshülse 1
- Führungshülse 2
- Acrylglaszylinder
- Pumpenkopf, elektrisch, mit 3 Batterien AAA 1,5 Volt
- 4 verschiedene Stauringe in den Größen:
10, 12.5, 15 und 20 mm
- Gleitmittel (Sylk oder Klick)
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung
- DVD mit Animationsfilm (Gebrauchshinweise)

Anwendung

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® ist einfach anzuwenden, sollte jedoch zuvor einmal in Ruhe und alleine ausprobiert werden.

Wenn später beide Partner mit dem **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® vertraut sind, bestehen gute Chancen, eine für beide Seiten befriedigende Sexualität zu erleben, auch im Alter, bei Krankheit oder körperlichen Einschränkungen.

Um die bestmögliche Erektion halten zu können, ist die Wahl des richtigen Stauringes wichtig. Mit einem zu groß gewählten Ring hält die Versteifung nur unzureichend. Die Erektion lässt nach dem Überstreifen des Ringes nach oder verschwindet ganz.

Mit einem zu eng gewählten Ring bekommen Sie unter Umständen Schmerzen. In diesem Fall sollten Sie den Stauring abstreifen und nach erneuter Versteifung einen größeren Ring versuchen.

Die Stauringe sind auf der Innenseite abgeflacht, um mit breiterer Auflagefläche Druck auf die Vene am Penis zu geben, ohne jedoch Schmerzen zu verursachen.

Führungshülse 1 dient dem Überstreifen der Stauringe 1 (10 mm) oder 2 (12.5 mm).

Führungshülse 2 dient dem Überstreifen der Stauringe 3 (15 mm) oder 4 (20 mm).

Der Konus ist nur zum Überstreifen der Ringe auf eine oder beide Führungshülsen vorgesehen.

Funktionselemente

Im Pumpenkopf befindet sich der Motor der Vakuumpumpe. Durch Drehen nehmen Sie die Pumpenkopfhaube ab, klappen Sie die Lasche mit dem Typenschild hoch und legen Sie die drei 1,5 Volt Batterien (AAA) ein. Beachten Sie dabei deren richtige Lage (Plus- und Minuspole). Überprüfen Sie, ob die Pole mit den Symbolen am Batteriefach übereinstimmen.

Bedienelemente

Plus (+) und Minus (-) Drucktasten


Am Pumpenkopf finden Sie die (+) „on“ und (-) „off“ Drucktasten. Bei (+) „on“ wird das Gerät eingeschaltet. Durch wiederholtes Drücken wird die Saugleistung und damit der Unterdruck im Zylinder stärker. Bei (-) „off“ wird das Gerät heruntergeschaltet oder durch 3 Sekunden anhaltendes Drücken ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem Motor beleuchten zwei LEDs den Zylinder.

Belüftung


Am Pumpenkopf befindet sich eine Drucktaste (●) „air“. Diese Drucktaste ist zum Einlassen von Luft, falls der Unterdruck (Vakuum) einmal zu stark geworden ist. Mit dieser Drucktaste können Sie den Zylinder belüften und das Vakuum verschwindet.

So wird das **ACTIVE Erection System^{NT}** in Betrieb genommen


1) Alle Teile des **ACTIVE Erection System^{NT}** bereitlegen.




2) Zur Erstinbetriebnahme die beiliegenden Batterien einlegen (Beschreibung siehe auch Seite 12 Batteriewechsel)




- 3) Pumpenkopf auf den Acrylglaszylinder stecken.




- 4) Konus auf das gegenüberliegende, offene Ende des Acrylglaszylinders stecken.




- 5) Mit Stauring Größe 20 beginnen und diesen mittels des Konus und etwas Gleitmittel auf das offene Ende des Acrylglaszylinders schieben. Konus entfernen. Sollte dieser Ring zu **groß** sein, den nächst **kleineren** Ring ausprobieren.



- 6) Offene Seite des Zylinders mit Gleitmittel befeuchten, damit der Acrylzyylinder gut abgedichtet und aufgesetzt werden kann. Eventuell etwas Schamhaar entfernen.




- 7) Den Acrylzyylinder mit dem aufgesetzten Stauring am offenen Ende über das nicht erigierte Glied schieben und den Zylinder und Pumpenkopf gegen den Körper drücken. Nun beginnen Sie zu pumpen, um einen Unterdruck im Acrylglaszylinder zu erreichen. Dazu die Plus Taste (+) „on“ drücken. Die Versteifung wird dabei sichtbar. Bei zu starkem Unterdruck oder Schmerz




können Sie über den (●) „air“ Knopf (Belüftungsventil) Luft in den Zylinder einlassen. In der Regel reichen 30 – 60 Sekunden zu „pumpen“, um eine Erektion zu erlangen. Der Motor sollte nicht länger als 4 Minuten ununterbrochen in Betrieb genommen werden.

- 8) Den Stauring auf das erigierte Glied schieben; möglichst rasch und weit zur Peniswurzel hin überstreifen.




- 9) Danach den Motor durch 3 Sekunden anhaltendes Drücken auf die Minus-Taste (-) „off“ ausschalten.




Ausschalten:

Minus (-) „off“ Taste
3 Sek. gedrückt halten.

- 10) Die so gebildete und gehaltene Erektion ist ausreichend, um befriedigenden Geschlechtsverkehr zu erleben.



-
- 11) Nach dem Höhepunkt (Orgasmus) den Stauring entfernen.



Wichtige Hinweise

- Der Stauring sollte nicht länger als 30 Minuten benutzt werden.
- Schlafen Sie **nicht** mit dem Stauring am Penis ein, um Gewebeschäden durch längere Unterbrechung oder Minderung der Durchblutung zu vermeiden.

- Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt/Ärztin, falls eine der nachfolgenden Bedingungen vorliegen:
 - Falls Sie einen anormal geformten Penis haben
 - Falls Sie medizinische Gründe haben, keine sexuelle Aktivität auszuführen
 - Falls Sie an Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren oder andere Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge haben, leiden und die zu Blutungen und verlängerten Erektionen führen.
- Beim Orgasmus haben Sie keinen sichtbaren Samenerguss, da der Stauring verhindert, dass das Sperma abgeht. Nach Entfernen des Stauringes fließt die Samenflüssigkeit über die Harnröhre heraus. Der vorübergehende Stau des Spermas verursacht keine Schäden.
- Sie sollten nur die mitgelieferten Stauringe mit dem **ACTIVE *Erection System*^{NT}** zusammen verwenden.
- Die Stauringe sind Verbrauchsmaterialien und müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden.
- **Nur wasserlösliche Gleitmittel verwenden!**
- Die geeigneten Gleitmittel SYLK oder KLICK können Sie in Apotheken oder direkt bei uns beziehen.
- Den Motor nicht länger als 4 Minuten ununterbrochen laufen lassen.
- Ein Aussetzen (Stottern) des Pumpenmotors zeigt an, dass die Batterien leer sind. Bitte neue Batterien gemäß Anleitung einlegen.
- Bei längerer Außerbetriebnahme Batterien entnehmen.
- Bei Beschädigung ist das Produkt nicht weiter zu verwenden.

Nebenwirkungen


Bei Herz-, Kreislaufferkrankungen sprechen Sie bitte vor der ersten Anwendung des Gerätes mit Ihrem Arzt. Nebenwirkungen können sein: Hämatome am Penischaft und/oder der Eichel sowie Gewebeschäden bei zu schnellem und/oder zu starkem Aufbau des Unterdruckes. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Reinigung

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}** lässt sich, bis auf den Motor/Pumpenkopf, leicht mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Hierzu den Pumpenkopf vom Gerät abnehmen. Der Motor ist äußerlich mit einem feuchten Tuch und Seife zu reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Alle Teile können Sie in der mitgelieferten praktischen Tasche diskret aufbewahren.

Batteriewechsel

Zum Einlegen der Batterien den ausgeschalteten Motor wie unten gezeigt aufdrehen und die Bedienkappe abziehen. Die Lasche herunterklappen und die Batterien in der aufgedruckten Richtung wechseln.



Entsorgung


Alle Teile, außer dem Motor und Batterien, können im Hausmüll entsorgt werden. Der Motor und die Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll oder Biomüll entsorgt werden. Batterien der Altbatteriensammlung zuführen.

Garantie

Es besteht die gesetzliche Garantie von 2 Jahren auf alle Teile, ausgenommen die Verschleißteile. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Anwendung, wie z. B. Herunterfallen.

Wir empfehlen das Gerät alle 3 Jahre zur technischen Überprüfung an uns einzusenden.

Materialien

- Konus: ABS Kunststoff
- Führungshülse 1 und 2: ABS Kunststoff
- Zylinder: Acryl
- Stauringe: biokompatibles Polymer
- DC Batterien AAA 1,5 Volt
-  - Isoliertes Anwendungsteil für den Einsatz am Körper.
 - Es entstehen bei der Anwendung keine Gefahren durch elektromagnetische Beeinflussung.

Alle Teile und Verschleißteile (Stauringe) sowie die Gleitmittel SYLK oder KLICK können nachbestellt werden.

Causes for erectile dysfunction (ED)

The most common causes of erectile disorders include

- Diabetes
- Hypertension (high blood pressure)
- Disorder of the cardiovascular system
- High blood lipid concentration
- Depressions or other mental disorders
- Neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
- Prostate gland disorder and/or prostate surgery
- Vascular disease of the glands penis
- Disorder of the liver or kidneys
- cardiac infarction or stroke
- side effects of pharmaceuticals (medication) (for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, high blood lipid concentration, anti-inflammatory, anti-depressive and for dehydration)
- hormonal or mental disorder
- alcohol and drug abuse
- smoking

Product information

The **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® is a medical aid to help achieve an erection. The vacuum pump generates low pressure in the cylinder around the penis. As the result, the erectile tissues fill with blood leading to a stiffening of the penis. One of the constriction

rings is now slid over the penis shaft. It prevents the outflow of blood once the cylinder is removed and thus maintains the erection. Normal and satisfying sexual intercourse is possible with the erection maintained in this way. After coitus remove the constriction ring again. All parts are stored in the bag provided for re-use.

The ACTIVE *Erection System*^{NT}® consists of the following parts:

- Cone
- Ring loader 1
- Ring loader 2
- Perspex cylinder
- Pump head, electric, with 3 batteries AAA 1.5 Volt
- 4 different constriction rings of sizes
10, 12.5, 15 and 20 mm
- Lubricant (Sylk or Klick)
- Instructions for use
- Bag for storage

Usage

The **ACTIVE *Erection System*^{NT}®** is easy to use – it should however be tried out in peace and alone. When both partners are familiar with the **ACTIVE *Erection System*^{NT}®**, there is a good chance for both to experience satisfying sexuality – even at an advanced age, in sickness or physical disability.

Choosing the right constriction ring is important to maintain

the best possible erection. If the ring is too large, the stiffening is insufficient. The erection declines or disappears completely after slipping on the ring.

If the ring is too tight, you may experience pain. In this case you should slide off the constriction ring and try again with a larger ring after repeated stiffening. The constriction rings are flattened on the inside to apply pressure over a wide contact surface on the vein in the penis, however without causing pain.

Ring loader 1 serves to slip on constriction ring 1 (10 mm) or 2 (12.5 mm).

Ring loader 2 serves to slip on constriction ring 3 (15 mm) or 4 (20 mm).

The cone is only intended to slip on the rings on one or both of the ring loaders.

Functional elements

The motor for the vacuum pump is located in the pump head. Remove the pump head cover, lift up the tab with the nameplate and insert three 1.5 Volt batteries (AAA) and ensure the correct polarity (plus and minus poles). Check whether the poles match the symbols on the battery compartment.

Controls

Plus (+) and minus (-) press buttons

There are (+) "on" and (-) "off" buttons on the pump head.


Pressing (+) "on" switches the device on. Repeated pressing increases the suction force and therefore the low pressure in the cylinder. Pressing (-) "off" deactivates the device or switches it off completely by keeping it pressed for 3 seconds. When the motor is switched on, two LEDs illuminate the cylinder.

Ventilation


On the pump head there is a push-button (●) "air". This push-button allows air to enter if the low pressure (vacuum) has become excessive. If this push-button is pressed the device is immediately deflated and the vacuum disappears.

How to operate the ACTIVE *Erection System*^{NT}


1) Lay out all the parts of the ACTIVE *Erection System*^{NT}.




- 2) Before using for the first time, fit the batteries provided into the device (for description see also page 23 Changing the batteries)




- 3) Attach the pump head onto the perspex cylinder.




- 4) Attach the cone to the opposite, open end of the perspex cylinder.




- 5) Start with the size 4 (20 mm) constriction ring and slide this over the open end of the perspex cylinder using the cone. Remove the cone. If this ring is **too large**, try the **next smallest** ring.




- 6) Moisten the penis shaft with the lubricant such that the perspex cylinder can be well sealed when positioned in the next step. You may need to remove some pubic hair.




- 7) Slide the perspex cylinder with the constriction ring mounted over the non-erect penis and press the cylinder and pump head towards the body. Now start to pump to obtain low pressure in the perspex cylinder. Do this by pressing the plus (+) "on" button. Stiffening becomes visible. In case of excessive low pressure or pain, you can allow air to flow into the cylinder using the (●) "air" button (ventilation valve).



- 8) Slide the constriction ring onto the erect penis; slip on as quickly as possible and far towards the base of the penis.




- 9) Then switch off the motor by press the minus button (-) "off" for 3 seconds.




Switching off:

Press the minus button (-) "off" for 3 seconds.

-
- 10) The penis formed and maintained in this way is sufficient for experiencing satisfying sexual intercourse.



-
- 11) **Remove the constriction ring** after climax.



Important information

- The constriction ring should not be used for longer than 30 minutes.
- Do **not** fall asleep with the constriction ring on the penis to prevent tissue damage due to a long period of interruption or constriction of the blood flow.
- On orgasm you have no visible ejaculation, as the constriction ring prevents the ejaculate being visibly released. After removing the constriction ring the semen escapes via the urethra. The temporary blockage of the ejaculate does not cause any damage.
- The constriction rings are consumable items and must be replaced from time to time.
- If you react sensitively to electrical currents you should consult your doctor before using this device.
- Failure (uneven running) of the pump motor indicates that the batteries are empty. Please insert new batteries according to the instructions.
- Remove the batteries in case of long periods without operation.

Adverse reactions


Possible adverse reactions include: bruising of the penis shaft and/or the tip of the penis, as well as damage to the tissue in the case of an excessive build up of low pressure.

Cleaning

Apart from the motor/pump head, the **ACTIVE Erection System^{NT}** can be easily cleaned with soap and warm water. Remove the pump head for this purpose. The outside of the motor is to be cleaned with a damp cloth and soap. Do not use aggressive detergents. You can store all parts in the practical bag provided for this purpose.

Changing the batteries

In order to fit the batteries, unscrew the device with the motor turned off as shown below and pull off the operating cap. Flap down the plate and change the batteries in the direction shown.




Waste disposal

All parts, apart from the motor and batteries, can be disposed of in the household rubbish. The motor is to be treated as special waste. Dispose of the empty batteries in an environmentally friendly manner.

Warranty

The warranty of 2 years applies to all non-wearing parts. This expires in the case of improper use, e.g. dropping, exposure of the pump head / motor to water. We recommend sending the device in to us for a technical inspection every 2-3 years.

Materials

- Cone: ABS plastic
- Ring loader 1 and 2 ABS plastic
- Constriction rings: biocompatible polymere
- DC batteries AAA 1.5 Volt
- 

All parts and wearing parts (constriction rings), as well as the lubricants SYLK or KLICK, can be re-ordered.

Ereksiyon (sertleşme) sorunlarının nedenleri

Ereksiyon sorunlarının en yaygın nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır

- Diyabet
- Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
- Kalp ve damar hastalıkları
- Kanda yüksek lipit düzeyi
- Depresyon veya diğer ruhsal bozukluklar
- Nöropatik hastalıklar (multipl skleroz,parapleji felç)
- Prostat bezi hastalıkları ve/veya prostat ameliyatları
- Penis damar hastalıkları
- Karaciğer ve böbrek hastalıkları
- Kalp krizi veya felç
- Bazı ilaçların yan etkileri (örneğin ; hipertansiyon,düzensiz kalp atışı,yüksek kan lipit konsantrasyonu ve dehidrasyona karşı kullanılan ilaçlar,ayrıca antidepresan ve anti inflamatuvarlar)
- Hormonal veya mental bozukluklar
- Alkol ve uyuşturucu kullanımı
- Sigara tüketimi

Ürün bilgileri

ACTIVE *Erection System*^{NT} ereksiyon (sertleşme) oluşturmak için kullanılan bir tıbbi yardımcı gereçtir. Vakum pompası, penisi çevreleyen silindirin içerisinde negatif basınç oluşturur. Bunun sonucunda kavernoza dokü kanla dolar ve penisin sertleşmesi sağlanır. Bunun ardından sıkma halkalarından biri penis şaftının üzerine geçirilir. Halka, silindirin çıkarılması sırasında kanın geri akmasını önleyerek ereksiyonun kalıcı olmasını sağlar. Bu şekilde ayakta tutulan ereksiyon sayesinde normal ve tatmin edici bir cinsel ilişkide bulunmak mümkündür.

Cinsel ilişkinin ardından sıkma halkasını çıkarınız. Tüm parçalar yeniden kullanılmak üzere ekte verilen çantada muhafaza edilir.

ACTIVE *Erection System*^{NT}'yi oluşturan parçalar şunlardır:

- Koni
- Kılavuz kovan 1
- Kılavuz kovan 2
- Akrilik cam silindir
- Pompa başlığı, elektrikli, 3 adet AAA 1,5 volt pilli
- Aşağıdaki büyüklüklerde 4 adet farklı sıkma halkası: 10, 12.5, 15 ve 20 mm
- Kayganlaştırıcı jel
- Kullanma talimatı
- Muhafaza çantası

Uygulanması

ACTIVE *Erection System*^{NT®}'in kullanımı kolaydır – ancak önce sakın bir ortamda yalnız olarak bir kez denenmelidir.

Eşler **ACTIVE *Erection System*^{NT®}**'nin kullanımına vakıf olduktan sonra her iki taraf için de – yaşlılık, hastalık veya bedensel engellilik durumlarında dahi – tatmin edici bir cinsellik yaşama şansı yüksek olacaktır.

Mümkün olan en iyi ereksiyonu elde edebilmek için doğru sıkma halkasının seçimi önemlidir. Seçilen halkanın çok bol olması sertleşmenin yetersiz kalmasına neden olur. Halkanın geçirilmesinin ardından ereksiyon geriler ya da tamamen ortadan kalır. Çok dar bir halkanın seçilmesi ise muhtemelen ağrıya maruz kalmanıza yol açabilir. Bu durumda, sıkma halkasını çıkarıp yeni bir sertleştirme gerçekleştirdikten sonra daha bol bir halka denemelisiniz.

Sıkma halkalarının iç yüzleri, penis toplardamarına ağrı yapmadan geniş yüzeyli bir baskı uygulamaları için düzleştirilmiştir.

Kılavuz kovan 1

1 no'lu (10 mm) veya 2 no'lu (12,5 mm) sıkma halkalarının geçirilmesinde kullanılır.

Kılavuz kovan 2

3 no'lu (15 mm) veya 4 no'lu (20 mm) sıkma halkalarının geçirilmesinde kullanılır.

Koni

sadece kılavuz kovanlardan birinin üzerine halka geçirmek için öngörülmüştür.

Fonksiyon elemanları

Pompa başlığının içinde vakum pompasının motoru bulunmaktadır. Pompa başlığının kapağını çevirerek çıkarın, üzerinde cihazın plaketi bulunan kapağı kaldırın ve 3 adet 1,5 volt'luk pili (AAA) yuvalara yerleştirin. Bunu yaparken konumlarının doğru olmasına dikkat edin (artı ve eksi kutuplar). Kutupların pil yuvasındaki simgelerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Kumanda elemanları

Artı + ve Eksi – tuşları

Pompa başlığında (+) ve (-) tuşlarını göreceksiniz. Cihaz (+) tuşuyla açılmaktadır. Bu tuşa tekrar tekrar basılarak emme gücü yani silindirin içindeki negatif basınç arttırılır. Cihaz (-) tuşu ile ise kısılır ya da tamamen kapatılır. Motor açık durumda iken silindir iki LED ışığı tarafından aydınlatılır.

Havalandırma

Pompa başlığında (●) işaretli bir tuş bulunmaktadır.

Bu tuş, negatif basıncın (vakumun) aşırı güçlenmesi durumunda içeriye hava salmak içindir. Bu tuş aracılığıyla silindiri havalandırabilir ve vakumu yok edebilirsiniz.


ACTIVE Erection System^{NT}[®]

şu şekilde kullanılır


1) ACTIVE Erection System^{NT}[®] 'nin bütün parçalarını bir yere hazırlayın.




2) İlk defa kullanmadan önce, pilleri yuvalarına yerleştirin
(Tarif için bakınız : sayfa 34 pillerin degistirilmesi)




3) Pompa başlığını akrilik silindirin üzerine takın.



4) Koniyi akrilik silindirin öbür ucuna, açık tarafına takın.




5) 20 numara sıkma halkasıyla başlayın ve bunu koni aracılığıyla akrilik cam silindirin açık ucunun üzerine geçirin. Koniyi çıkarın. Eğer bu halka **büyük** gelirse bir boy **küçüğünü** deneyin.




6) Bir sonraki kademede akrilik silindirin hava geçirimsiz bir şekilde oturtulabilmesi için penis şaftına kayganlaştırıcı jel sürün. Gerekirse kılların bir kısmını alın.




7) Üzerinde sıkma halkası bulunan akrilik silindiri açık tarafından sertleşmemiş penisin üzerine geçirin ve silindir ile pompa başlığını vücut yönünde bastırın. Şimdi akrilik cam silindirin içinde negatif basınç oluşturmak için pompalamaya başlayın. Bunun için Artı (+) tuşunu basılı tutun. Bu sırada sertleşme gözle görülür hale gelecektir. Negatif basıncın çok güçlü olması veya ağrı hissetmeniz durumunda (●) tuşu (havalandırma süpabı) aracılığıyla silindire hava salabilirsiniz. Ereksiyon oluşturmak için genel olarak 30 – 60 saniye kadar „pompalamak" yeterlidir. Motorda hasar oluşmaması için kesintisiz olarak 4 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır.



- 8) Sıkma halkasını sertleşmiş penisin üzerine geçirin ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gittiği ölçüde penis köküne doğru itin. Ardından tekrar tekrar – tuşuna basarak motoru kapatın.




- 9) Daha sonra 3 saniye boyunca eksi (-) tuşuna basılı tutarak motoru kapatın.




Kapatma:
Eksi (-) tuşuna 3 saniye boyunca basın.

- 10) Bu şekilde oluşturulan ve ayakta tutulan ereksiyon tatmin edici bir cinsel ilişki yaşamak için yeterlidir.



- 11) Doruk noktasına (orgazm) ulaştıktan sonra **sıkma halkasını çıkarın.**



Önemli bilgiler

- Ereksiyon halkası 30 dakikadan fazla kullanılmamalıdır.
- Kan dolaşımının uzun süreli kesilmesi veya azalmasından dolayı doku hasarlarını önlemek için ereksiyon halkası peniste takılı iken **uyumayın.**
- Aşağıdaki durumlar mevcut olduğunda lütfen mutlaka doktorunuz ile görüşün:
 - Eğer penisiniz anormal bir şekile sahip ise
 - Eğer cinsel aktivitede bulunmamanız için tıbbi nedenler mevcut ise
 - Eğer orak hücreli anemi, lösemi, kemik iliği tümörleri veya kan pıhtılaşmasının değişmesine neden olan diğer hastalıklardan şikayetçi iseniz ve bunlar kanamaya veya uzun süreli ereksiyona neden oluyorsa.
- Ereksiyon halkası spermin akmasını engellediği için orgazm esnasında gözle görülür meni boşalması olmaz. Ereksiyon halkasının çıkartılmasından sonra meni idrar borusu üzerinden boşalır. Sperm akımında geçici olarak tıkanıklık olması bir hasara neden olmamaktadır.
- Birlikte sunulan ereksiyon halkalarını yalnızca **ACTIVE Erection System^{NT}** ile kullanmanız önerilmektedir.
- Ereksiyon halkaları sarf malzemeleridir ve zaman zaman yenilenmeleri gerekmektedir.
- **Yalnızca suda çözünür kayganlaştırıcı madde kullanın!**
- SYLK veya KCLICK adlı kayganlaştırıcı maddeleri eczaneden veya doğrudan bizden temin edebilirsiniz.
- Motoru kesintisiz 4 dakikadan fazla çalıştırmayın.
- Motor pompasının durması (teklemesi), pillerin boş olduğuna işaret etmektedir. Lütfen talimata göre yeni pil yerleştirin.
- Uzun süre kullanılmaması durumunda pilleri çıkartın.
- Hasar durumunda ürün kullanılmamalıdır.

Yan etkileri


Şu yan etkileri olabilir: Negatif basıncın çok hızlı ve çok güçlü gelişmesi durumunda penis shaftında ve/veya penis başında (glans-da) hematom ve doku hasarı oluşması. Böyle bir durumda lütfen hekiminize başvurun. Genel olarak cihaz günde sadece bir kez kullanılmalıdır.

Temizlik

Motor/pompa başlığı dışında **ACTIVE Erection System^{NT}** sıcak su ve yumuşak bir sabunla kolayca temizlenir. Bunun için pompa başlığını cihazdan çıkarın. Motorun dış yüzeyi nemli bir sabunlu bezle temizlenebilir. Sert temizlik maddeleri kullanmayın. Bütün parçaları ekte verilen pratik çantanın içinde muhafaza edebilirsiniz.

Pillerin değiştirilmesi

Pilleri yerleştirmek için, motor kapalıyken pompa başlığını cihazdan ayırın. Taban kısmını (mavi kısım) Şekildeki istikamette sonuna kadar çevirip ayırın ve pilleri gösterilen biçimde değiştirin.




Giderilmesi

Motor ve piller dışında bütün parçalar evsel atıklarla birlikte giderilebilir. Motorun özel olarak giderilmesi gerekmektedir. Boşalan pilleri çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gideriniz.

Garanti

Sarf parçaları dışında bütün parçalar için 2 yıllık yasal garanti süresi geçerlidir. Cihazın usulüne uygun bir şekilde kullanılmaması, örn. yere düşürülmesi, durumunda garanti geçersiz hale gelir. Bütün cihazların teknik kontrol için 2 – 3 yılda bir bize gönderilmesini tavsiye ediyoruz.

Malzemeler

- Koni: ABS plastik
- Kılavuz kovanlar 1 ve 2: ABS plastik
- Silindir: akrilik
- Sıkma halkaları: biyouyumlu polimer
- Düz akım piller AAA 1,5 volt
-  - Vücut üzerinde kullanılmak üzere öngörölmüş yalıtımlı gereç.
 - Uygulama sırasında elektromanyetik etkilenmeden kaynaklanan herhangi bir tehlike mevcut değildir.

Bütün parçalar ile sarf parçalarının (sıkma halkaları) ve kayganlaştırıcı jellerinin sipariş edilmesi mümkündür.

CE 483 Medizinprodukt / medical device / tıbbi ürün



Hersteller und Vertrieb /

Manufacturer and distribution / Fabrikatör

KESSEL Marketing & Vertriebs GmbH

Kelsterbacher Str. 28

D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Tel. +49 (6105) 20 37 20

Fax +49 (6105) 45 59 01

service@medintim.de

www.medintim.de



Medintim Türkiye Temsilcisi

MILMET ÖZEL SAĞLIK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ

TIBBİ CİHAZLAR TIC. LTD. ŞTİ.

1879 Sokak N° 19/8

Karşıyaka - İZMİR

Tel: 0232 323 01 44

Faks: 323 01 53

info@milmet.com.tr

www.milmet.com.tr