

Active LoopRing

Deutsch

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation, bevor Sie den Active LoopRing (ALR) erstmals verwenden. Dieser Hygieneartikel kann, bei falscher Anwendung, Verletzungen hervorrufen.

Ursachen für Erektionsstörungen

Zu den häufigsten Ursachen von Erektionsstörungen gehören u.a.

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (z. B. Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen
- (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten
- (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutgefäßsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und/oder Alkoholmissbrauch

Anpassbarer Penis-Stauring
Adjustable constriction ring for the penis
Anneau adaptable pour le pénis
Anillo constrictor para el pene
Anpassungsbar penis-stauring
Fleksibel penisring
Verstellbare penisring

Medintim

English

Instructions

Please read this information carefully before using the Active LoopRing (ALR). This device may cause injury if not used correctly.

Indications

The Active LoopRing is used to treat men with erectile dysfunction or impotence. The adjustable construction ring is intended to improve erection of the penis. Erectile dysfunction could be caused by:

- Diabetes
- Hypertension (high blood pressure)
- Disorder of the cardiovascular system
- High blood lipid concentration
- Depression or other mental disorder
- Neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
- Prostate gland disorder and/or prostate surgery
- Vascular disease of the glands penis
- Disorder of the liver or kidneys
- Cardiac infarction or stroke
- Side effects of pharmaceuticals (medication) for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, high blood lipid concentration, anti-inflammatory, anti-depressiv and for dehydration)
- Hormonal or mental disorder
- Alcohol and drug abuse
- Smoking

Nederlands

Instructies

Lees deze instructies aandachtig door voordat u de Active LoopRing (ALR) gaat gebruiken. Dit product kan bij onjuist gebruik letsel aan de penis veroorzaken.

Indicaties

De Active LoopRing wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen of impotensie. De verstellbare constrictie-ring is bedoeld om de erectie van de penis te verbeteren. Een erectiestoornis kan veroorzaakt worden door:

- Diabetes
- Hypertensie (hoge bloeddruk)
- Afwijkingen van hart- en bloedvaten
- Hoge bloedlipidenwaarden
- Depressies of andere psychische stoornissen
- Neuropathische afwijkingen (multiple sclerose, paraplegie)
- Prostaatafwijking en/of prostaatoperatie
- Vaatafwijking van de zwellichamen van de penis
- Stoornissen van lever of nieren
- Hartinfarct of beroerte
- Bijwerkingen van geneesmiddelen voor bijv. hypertensie, onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk, lipidenconcentratie, ontstekingen, depressie en voor vochtafdrifving)
- Hormonale of psychische stoornissen
- Alcohol en drugsmisbruik
- Roken

Produktinformation

Der Active LoopRing (ALR) ist ein Hygieneartikel und wird von Männern mit leichter erktaler Dysfunktion (Impotenz) benutzt. Der anpassbare Active LoopRing ist zur Verbesserung der Ektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Ektion oder Männern, deren Ektion für eine sexuelle Aktivität nicht fest genug ist.

Was ist erktile Dysfunktion (Impotenz)?

Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische Bezeichnung „erktile Dysfunktion“. Dies ist gegeben, wenn ein Mann keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um sexuelle Aktivitäten auszuführen. Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein Verschließen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert. Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erktaler Dysfunktion. Einige Männer können die Ektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht ausreichend verschließen und das zur Ektion notwendige Blut bleibt nicht im Penis. Dies nennt man „venöses Leck“. Vielen davon betroffenen Männern kann mit der Anwendung des ALR etwas auseinander werden.

Einige Erkrankungen, wie z. B. Diabetes Mellitus, Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, bestimmte Verletzungen von Nervensträngen, Alkoholismus, Drogen, Rauchen und die Einnahme von Medikamenten können ebenfalls erktile Dysfunktion verursachen.

What is Erectile Dysfunction (impotence)?

Erectile dysfunction is commonly called impotence. Impotence is the inability of a man to keep an erection firm enough to perform sexually. Normal erections are the result of increasing blood flow into the penis. This blood is then stored by temporarily closing off the veins that drain the penis.

Some men cannot keep an erection because the veins of the penis stay open and prevent enough blood from being stored in the penis. This condition is called venous leak. Many of these men can be helped with the use of the Active LoopRing.

Application

The Active LoopRing is a hygiene product designed to improve erections by increasing the fullness and firmness of the penis. The Active LoopRing consists of an adjustable loop made of silicone rubber that is placed around the base of the penis and tightened. This pressure reduces the flow of blood out of the penis.

The Active LoopRing may be tightened or loosened to fit. An O-ring and ball-locking unit allow easy adjustment of tension.

Wat is een erectiestoornis (impotentie)?

Een erectiestoornis wordt meestal impotentie genoemd. Impotentie is het onvermogen van een man om een erectie te behouden die stijf genoeg is voor het hebben van seksuele gemeechschap. Normaal is een erectie het gevolg van toegenomen bloedtoevoer in de penis. Dit bloed wordt vervolgens vastgehouden door afsluiting van de vaten die de zwellichamen met bloed vullen.

Sommige mannen kunnen geen erectie behouden omdat de vaten van de penis open blijven staan zodat er niet voldoende bloed in de penis vastgehouden wordt. Deze aandoening noemen wij een venous leak. Veel van deze mannen kunnen baat hebben bij het gebruik van de Active LoopRing.

Toepassing

De Active LoopRing is een hygiëne product dat ontworpen is ter verbetering van erecties door verhogen van de dikte en stijfheid van de penis. De Active LoopRing bestaat uit een verstelbare lus vervaardigd van siliconen rubber die rond de basis van de penis wordt geplaatst en vervolgens wordt aangegetrokken. Deze druk verlaagt de bloedstroom uit de penis. Voor een precieze pasvorm kan de Active LoopRing vaster of losser worden gemaakt. Met het ringetje kan de lus eenvoudig worden vastgezet.

Produktigenschaften Active LoopRing (ALR)

Der ALR wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Füllung des Penis entwickelt. Der Teil mit der Kugel sollte sich auf der Oberseite des Penises befinden. Nehmen Sie nun das andere Ende des ALR, die Seite ohne die Kugel. Ziehen Sie an diesem Ende die Schlaufe, horizontal weg vom Penis, bis der ALR fest um den Penis liegt. Sobald der ALR richtig sitzt, befindet sich das lose Ende an einer der beiden Seiten des Penises. Die Kugel ist oben auf dem Penis (Abb. 5).

Anwendungshinweise:

1. Zum Auseinanderziehen und Offnen des ALR: Nehmen Sie die Schlaufe in die linke Hand. Das Ende mit der Kugel sollte oben sein (Abb. 1). Mit der rechten Hand greifen Sie in die Schlaufe und ziehen den ALR etwas auseinander (Abb. 2).

2. Führen Sie den Penis durch die gedehnte Schlaufe (Abb. 3) und schieben den ALR Richtung Körper bis vor die Hoden (Abb. 5).

3. Richten Sie den Ball am Ende der Schlaufe so aus, dass er auf dem Penis liegt (Abb. 5).

4. Spannung des ALR: Nehmen Sie das Ende ohne die Kugel und ziehen es herunter (Abb. 6). Nun sollte der ALR fest genug den Penis umschlungen, damit der Blutrückfluss zum Körper verhindert wird. Zu starke Spannung kann die Ektion beenden. Zu starke Spannung kann auch unangenehm sein und könnte den Penis verletzen. Falls die Ektion nicht fest genug ist, drücken Sie mit der Hand auf den Bereich hinter dem Hodensack (Skrotum). Dies kann zu mehr Blutzufuss zum Penis führen. Sobald der Penis steif wird, kann der ALR straff angezogen oder gelöst werden, um eine Ektion mit dem besten Komfort zu erlangen.

5. Lösen der Spannung: Nach dem Geschlechtsverkehr oder falls die Ektion zu fest ist, kann der ALR leicht gelöst werden: Ziehen Sie am Ende mit der Kugel (Abb. 7). Einmal gelöst, kann der ALR leicht vom Penis geschoben werden.

Kontraindikationen Active LoopRing

Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin vor der Anwendung des ALR, wenn eine der nachfolgenden Bedingungen vorliegt:

- Falls Sie einen anomal geformten Penis haben

- Falls Sie medizinische Gründe haben, keine sexuelle Aktivität auszuüben

- Falls Sie an Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren oder anderen Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge haben, leiden und die zu Blutungen und verlängerten Ektionen führen.

Warning and Hinweise:

Dieses Produkt ist aus medizinisch geprüftem TPE (Thermoplastisches Elastomer) gefertigt und löst daher keine Latexallergie aus. Falls Sie keine Ektion erreichen können, die für einen Geschlechtsverkehr ausreichend ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin, bevor Sie dieses Produkt anwenden. Ihr Arzt / Ihre Ärztin wird Sie auf die häufigsten Ursachen von erktaler Dysfunktion hin untersuchen, wie z. B. Diabetes mellitus, multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronisches Nierenversagen und Alkoholismus.

Benutzen Sie den ALR niemals länger als 30 Minuten.

Eine zu lange Anwendung des ALR kann eine dauerhafte Verletzung des Penis verursachen. Schlafen Sie nicht mit dem ALR ein. Warten Sie 60 Minuten zwischen zwei Anwendungen des ALR.

Bei Problemen fragen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin und wenden Sie den ALR nicht mehr an. Trotz starker Spannung des Active LoopRing ist die Ektion kaum noch zu erzielen. Nehmen Sie keinen Alkohol oder Beruhigungsmittel während der Anwendung des ALR ein. Nutzen Sie den ALR nicht zur Geburtenkontrolle. Nutzen Sie den ALR nicht, wenn Sie keine Schmerzempfindung im Penis haben.

Schmerzen bei der Anwendung können ein Zeichen sein, dass der ALR Verletzungen hervorruft. Nutzen Sie den ALR nicht, falls Ihre Hände eine eingeschränkte Mobilität haben.

Mögliche Nebenwirkungen des Active LoopRing

- Schmerzen oder Rötungen des Penis

Pflegehinweise:

Der ALR kann immer wieder benutzt werden. Reinigen Sie den ALR mit warmem Wasser und milder Seife. Bewahren Sie ihn trocken und bei Zimmertemperatur auf.

Ersetzen Sie den ALR, falls das Material brüchig wird oder nicht mehr die Spannung hat, um die Dehnung zu erlangen.

Für weitere Informationen über den ALR rufen Sie uns bitte an:

T: +49 6105 20 37 20
KESSEL medintim GmbH
www.medintim.de

Made in Germany

Possible side effects

- Pain or redness of the penis

Care of the Active LoopRing:

The ALR is re-useable. Clean the ALR after use with warm water and mild soap. Store it at a dry place.

Replace the ALR if the material becomes brittle or no longer has the tension to achieve the required stretch.

Form more information about the Active LoopRing, please call at Germany:

T: +49 6105 20 37 20
KESSEL medintim GmbH
www.medintim.de

Made in Germany

Scrotum.

This may push more blood into the penis. As the penis becomes firm, the ALR may be tightened or loosened to get an erection while providing most comfort.

5. To loosen the tension: after intercourse or if the erection is too firm, the ALR may be loosened by pulling up on the end of the tubing with the ball (figure 7). Once fully loose, the ALR can be removed by sliding over the end of the penis.

Contraindications of Active LoopRing

Talk to your healthcare provider if any of the following factors apply:

- If you have medical advantages not to have sexual activities
- If you have sickle cell anemia, leukemia, tumor of the bone marrow or other conditions that change blood clotting and may result in bleeding or prolonged erections.
- If you have an abnormally formed penis.

van het slangetje met de kogel dient aan de bovenzijde van de penis te liggen. Pak het uiteinde van de lus mit de kogel bovenop lig (Afb.1). Met de rechter hand pakt u de lus naast de O-ring vast en rek u de ALR uit (Afbilding 2).

2. Plaatsen om de schacht van de penis: Plaats het uiteinde van de lus door de uitgerekte lus en schuif de Active LoopRing over de schacht van de penis (Afbilding 3) totdat het om de basis ligt (zie afbeelding 5).

3. Plaats de Active LoopRing: plaats het hulpmiddel zo dat de lus om de basis van de penis ligt. Het deel

van het slangetje met de kogel dient aan de bovenzijde van de penis te liggen. Pak het uiteinde van de lus mit de kogel bovenop lig (Afb.1). Met de rechter hand pakt u de lus naast de O-ring vast en rek u de ALR uit (Afbilding 2).

4. Juiste spanning verkrijgen: Pak het uiteinde van het slangetje zonder de kogel en trek naar beneden (Afbilding 6). De ALR dient strak genoeg te zitten om het bloed te verhinderen uit de penis te stromen. Te veel spanning kan tot ongemak leiden en kan de penis beschadigen. Indien de erectie niet

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Dit product is vervaardigd uit TPE thermoplastisch rubber dat geen allergische reacties voor latex veroorzaakt.

Gebruik de Active LoopRing niet meer dan 30 minuten per keer. Het te langdurige gebruik van de Active LoopRing kan blijvende beschadiging van de penis veroorzaken. Val niet in slaap terwijl u de Active LoopRing draagt.

Wacht 60 minuten tussen opeenvolgend gebruik van de Active LoopRing.

Bel uw arts als er zich een probleem voordoet. Stop met het gebruik van de Active LoopRing als deze problemen aanhouden.

Gebruik de Active LoopRing niet als u geen pijn in de penis kunt voelen. Pijn kan een waarschuwings-signalen dat het hulpmiddel letsel veroorzaakt.

Gebruik de Active LoopRing niet als u onvoldoende handfunctie heeft om het hulpmiddel makkelijk te verwijderen.

Gebruik geen alcohol of kalmeringsmiddelen tijdens het gebruik van de Active LoopRing.

Gebruik de Active LoopRing niet als anticonceptie-methode.

Mogelijke bijwerkingen

- Pijn of roodheid van de penis.

Onderhoud van de Active LoopRing:

De ALR kan meerdere kerken worden gebruikt. Reinig de ALR na gebruik met warm water en een milde zeep. Bewaar het hulpmiddel op een droge plaats.

Vervang de ALR als het materiaal broos wordt of niet meer voldoende rek heeft om de gewenste spanning te bereiken.

Français

Mode d'emploi

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser Active LoopRing (ALR) pour la première fois. Ce produit hygiénique peut, en cas d'utilisation non conforme, occasionner des blessures.

Causes des troubles de l'érection

Parmi les causes les plus fréquentes des troubles de l'érection, on trouve, entre autres :

- Le diabète (augmentation de la glycémie sanguine)
- L'hypertension
- Les maladies vasculaires (par ex. artériosclérose)
- L'hyperlipidémie
- Les dépressions (ou d'autres perturbations psychiques)
- Les maladies neurologiques (par ex. sclérose en plaques, paraplégié)
- L'opération de la prostate
- Des troubles vasculaires au niveau du corps spongieux/caverneux du pénis
- L'insuffisance rénale et hépatique
- Les médicaments (par ex. les antihypertenseurs, les agents contre les troubles du rythme cardiaque, les hypolipémiants, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs et les diurétiques)
- Le tabagisme et/ou l'abus d'alcool

Español

Manual

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el Active LoopRing (ALR) por primera vez. Este artículo de higiene puede provocar daños si se utiliza de manera errónea.

Causas de la disfunción eréctil

Entre las principales causas de la disfunción eréctil figuran las siguientes:

- Diabetes (elevada azúcar en la sangre)
- Presión arterial alta (hipertensión arterial)
- Enfermedades vasculares (arteriosclerosis)
- Elevados valores lípidos (colesterol, triglicéridos, etc.)
- Depresión (u otros trastornos mentales)
- Enfermedades neurológicas (como: múltiple esclerosis, paraplejia)
- Operación de la próstata
- Enfermedades vasculares del tejido eréctil del pene
- Insuficiencia renal o hepática
- Ataques cardíacos o derrame cerebral
- Por efectos secundarios de medicamentos (por ej. Contra la presión arterial alta y trastornos del ritmo cardíaco, hipolipemiantes, antiinflamatorios, antidepressivos o medicamentos para drenaje)
- Abuso del tabaco y / o alcohol

Svenska

Bruksanvisning

Lägg igenom bruksanvisningen innan du använder Active LoopRing (ALR) första gången. Den här produkten kan orsaka skador om den används på ett felaktigt sätt.

Orsaker till erektionsstörningar

Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är:

- Diabetes (förhöjt blodsocker)
- Hög blodtryck
- Kärlsjukdomar (t.ex. arterioskleros)
- Förhöjda blodfettvärden
- Depression (eller andra psykiska sjukdomar)
- Neurologiska sjukdomar (t.ex. multipel skleros, ryggmärgsskada)
- Prostataoperation
- Kärlsjukdom i svälvpapparna i penis
- Njur- och leversjukdomar
- Hjärtinfarkt och stroke
- Läkemedel (t.ex. medel mot högt blodtryck eller hjärttrymubringar, blodfetsänkande medel, inflammationshämmer, antidepressiva och urindrivande medel)
- Rökning och/eller alkoholmissbruk

Norsk

Bruksinformasjon

Les gjennom denne bruksinformasjonen før du tar i bruk Active LoopRing (ALR) for første gang. Dette produktet kan fremkalde personskader om det brukes feil.

Årsaker til erekjonsstyrrelser

Til de vanligste årsakene til erekjonsstyrrelser hører blant annet

- Diabetes (for høyt blodsukker)
- Høyt blodtrykk
- Karsykdommer (feks. arteriosklerose)
- Forhøyede blodfettverdier
- Depresjoner (eller andre psykiske lidelser)
- Nevrologiske sykdommer (feks. multipell sklerose, paraplegi)
- Prostataoperasjon
- Karsykdommer i svampelegemet i penis
- Nyre- og leverinsuffisens
- Hjerteinfarkt eller slag
- Medikamenter (feks. mot høyt blodtrykk, arytmi, reduksjonsmiddel for blodfett, antiinflammatoriske middel, antidepressiva og middel for drenasje)
- Røyking og/eller alkoholmissbruk

Information sur le produit

Active LoopRing (ALR) est un produit hygiénique destiné aux hommes souffrant d'impuissance (dysfonction érectile). Active LoopRing est adaptable et destiné à l'amélioration de l'érection. Il est utilisé par des hommes qui ne sont pas satisfaits de la qualité de leur érection ou par des hommes dont la qualité de l'érection n'est pas suffisante pour un rapport sexuel.

Qu'est ce que la dysfonction érectile (impotence) ?
L'impuissance est un terme familier désignant une «dysfonction érectile» (terme médical). Une impuissance est présente lorsque l'érection n'est pas suffisante pour un rapport sexuel. L'érection est le résultat d'une augmentation du flux sanguin dans le pénis. Ce sang s'accumule momentanément grâce à une fermeture des veines qui redirige son retour vers le corps. Il existe différentes formes (stades) de la dysfonction érectile. Certains hommes n'obtiennent pas d'érection car leurs veines ne se ferment pas suffisamment et le sang nécessaire à l'érection ne reste pas dans le pénis. On appelle ce phénomène une «fuite veineuse». L'ALR peut apporter une aide à de nombreux hommes touchés par ce trouble.

Certaines maladies comme le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, certaines lésions au niveau des faisceaux nerveux, l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme, peuvent également causer une impuissance. La prise de médicaments peut aussi entraîner une impuissance.

Caractéristiques du produit Active LoopRing (ALR)

L'ALR a été développé pour améliorer la rigidité et le maintien du sang dans le pénis. Blocable et adaptable individuellement, Active LoopRing est une boucle en TPE (thermoplast) dans laquelle le pénis est introduit (jusqu'à sa base, devant les testicules). La boucle est ensuite resserrée. La pression ainsi créée réduit le retour du sang du pénis vers le corps. De plus amples informations figurent dans le texte ci-dessous.

Recommendations d'utilisation:

1. Pour étirer et ouvrir l'ALR: prenez la boucle dans la main gauche. L'extrémité avec la boule doit être en haut (fig. 1). Avec la main droite, saisissez la boucle et tirez pour étirer un peu l'ALR (fig. 2).
2. Introduisez votre pénis dans la boucle étirée (fig. 3) et amenez-

ner l'ALR vers votre corps, contre vos testicules (fig. 5).

3. Mise en place correcte: l'ALR doit être serré autour du pénis. Le segment avec la boule doit se trouver sur le dessus du pénis. Saisissez l'autre extrémité de l'ALR, à savoir l'extrémité sans boule, et tirez horizontalement en s'écartant du pénis pour rétrécir la boucle jusqu'à ce que l'ALR soit serré autour du pénis (fig. 4). Lorsque l'ALR est en place, l'extrémité flexible se trouve sur l'un des deux côtés du pénis. La boule se trouve sur le dessus du pénis (fig. 5).
4. Resserrement de l'ALR: saisissez l'extrémité sans boule et tirez vers le bas (fig. 6). L'ALR doit être assez serré autour du pénis pour prévenir le retour du sang dans le corps. Un resserre-

- ment excessif peut faire disparaître l'érection, être inconfortable et blesser le pénis. Si l'érection est insuffisante, appuyez avec la main sur la zone derrière les bourses. Cela peut augmenter l'afflux de sang vers le pénis. Lorsque le pénis est rigide, l'ALR peut être resserré ou desserré, afin d'optimiser le confort de l'érection.
5. Desserrement: après le rapport sexuel ou si l'érection est excessive, l'ALR peut être légèrement desserré. Pour ce faire, tirez sur l'extrémité avec la boule (fig. 7). Une fois desserré, l'ALR peut être facilement retiré du pénis.

Contre-indications pour Active LoopRing

Vous devez absolument discuter avec votre médecin avant d'utiliser l'ALR si un de ces cas se présente:

- vous avez un pénis déformé
- vous avez des raisons médicales de ne pas pratiquer d'activité sexuelle
- vous souffrez de drépanocytose, de leucémie, de tumeurs de la moelle osseuse ou d'une autre maladie qui cause une modification de la coagulation du sang, des saignements et un prolongement de l'érection.

Mises en garde et précautions:

Ce produit est fabriqué en TPE (thermoplast) médicalement testé et ne provoque donc pas d'allergie au latex. Si vous n'obtenez pas d'érection suffisante pour un rapport sexuel, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. Votre médecin vous aidera à la recherche des causes les plus fréquentes de l'impuissance, par ex. le diabète sucré, la sclérose en plaques, la cirrhose du foie, l'insuffisance rénale chronique et l'alcoolisme.

N'utilisez jamais l'ALR pendant plus de 30 minutes.

Une utilisation trop longue de l'ALR peut conduire à une blessure durable du pénis. Ne vous endormez pas avec l'ALR en place. Attendez 60 minutes entre deux utilisations de l'ALR.

En cas de problèmes, consultez votre médecin et n'utilisez plus l'ALR. Si en dépit du fort resserrement d'Active LoopRing, le maintien de l'érection n'est pas possible, ne prenez pas d'alcool ni calmant lors de l'utilisation de l'ALR. N'utilisez pas l'ALR comme moyen de contraception. N'utilisez pas l'ALR si votre pénis est insensible à la douleur. Des douleurs lors de l'utilisation peuvent indiquer que l'ALR cause des blessures. N'utilisez pas l'ALR si la mobilité de vos mains est limitée.

Effets indésirables possibles associés à Active LoopRing

- Douleurs ou rougeurs du pénis

Recommandations d'entretien:

L'ALR peut être réutilisé de nombreuses fois. Nettoyez l'ALR avec de l'eau chaude et un détergent doux. Conservez-le au sec et à température ambiante. Remplacez l'ALR si le matériau devient cassant et s'il perd son élasticité.

Pour de plus amples informations sur l'ALR, veuillez nous contacter:

Bivea Sarl.
ZA Actipolis, Avenue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjan, France
T: +33 557 260 900
www.bivea-medical.fr
www.bivea.com

Información sobre el producto

El Active LoopRing (ALR) es un artículo de higiene usado por hombres con disfunción eréctil (impotencia). El Active LoopRing puede ajustarse personalmente y ha sido creado para mejorar la erección en el pene. Es una ayuda para hombres que no están satisfechos con la calidad de su erección, la cual no es lo suficiente fuerte para una penetración.

Qué es la disfunción eréctil (impotencia)?

La disfunción es un término común usado para referirse a la "disfunción eréctil". Esto se da cuando un hombre no puede desarrollar una erección lo suficientemente rígida para una penetración.

Características del Active LoopRing (ALR)

El ALR fue creado para el mejoramiento de la rigidez y cantidad de sangre en el pene. El Active LoopRing es un lazo (banda) de TPE (termoplástico) ajustable personalmente, que se coloca alrededor del pene, delante de los testículos, y el cual debido a la presión ejercida impide el regreso de la sangre al cuerpo.

Aplicación:

1. Tome el ALR en la mano izquierda colocando la bola en la parte de arriba de la parte de arriba del pene (fig. 1). Agarre con la mano derecha el lazo y Hale el ALR hacia los lados (fig. 2).
2. Introduzca el pene dentro del ALR (fig. 3) y empuje el ALR en dirección al cuerpo hasta estar frente a los testículos (fig. 5).

3. Colocación correcta: la parte con la bola tiene que estar en la parte de arriba del pene. Tome el otro extremo del ALR, que no tiene bola y Hale en forma horizontal alejándose del pene hasta que el ALR esté firmemente colocado alrededor del pene (fig. 4). La bola tiene que estar encima del pene (fig. 5).

4. Tensión en el ALR: tome la parte de la ALR sin bola y Hale hacia abajo (fig. 6). El ALR tiene que estar lo suficiente apretado de modo que se impida el regreso de la sangre al cuerpo. Un exceso de tensión en el lazo puede provocar el término de la erección o puede causar daños en el pene. En caso de que la erección no sea lo suficientemente firme, presione con la mano la parte trasera de los testículos (escroto). Esto puede ayudar a que más sangre fluya hacia el pene. Una vez lograda la rigidez del pene, puede apretarse o aflojarse el ALR para obtener una erección óptima.
5. Aflojamiento de la tensión: después de la relación sexual o si la erección es muy fija, afloje el lazo de manera ligeramente tirando de la parte con la bola (fig. 7). Una vez aflojado el ALR, puede ser deslizado sobre el pene.

Advertencias y consejos:

El material utilizado para el ALR es TPE (Elastómeros termoplásticos), no contiene latex.

En caso de que Ud. no logre una erección lo suficiente para tener relaciones sexuales, hable con su médico antes de usar este producto. Su médico le orientará sobre las causas que pueden producir la disfunción eréctil, como por ej. Diabetes, múltiple esclerosis, insuficiencia renal o hepática y alcoholismo.

No utilice nunca el ALR mas de 30 Min.

Un uso prolongado del ALR puede provocar daños permanentes en el pene. No duerma con el ALR. Espere por lo menos 60 minutos antes de volver a usar de nuevo el ALR.

En caso de cualquier problema consulte con su médico de inmediato y no utilice mas el ALR. No injiera alcohol o algún tipo de sedante durante el uso del ALR. No utilice el ALR como método anticonceptivo. No use el ALR si Ud. es insensible al dolor en el pene. Dolores en el uso pueden indicar que el ALR le está causando lesiones. No utilice el ALR en caso de que tenga movilidad reducida en las manos.

Produktinformation

Active LoopRing (ALR) är ett hjälpmittel avsett för män med erektil dysfunktion (impotens). Active LoopRing är justerbar och utformad för att förbättra erektilen. Den kan hjälpa män som inte är nöjda med kvaliteten på sin erektion eller män vars erektila funktion inte är tillräckligt kraftig för sexuell aktivitet.

Vad är erektil dysfunktion (impotens)?

Impotens är det vanligaste uttrycket för det medicinska begreppet "erektil dysfunktion". Impotens innebär att en man inte kan få tillräcklig erektila funktion för att genomföra sexuella aktiviteter.

Produkttegnskaper för Active LoopRing (ALR)

ALR är utformat så att den ska förbättra härdheten (styrkan) och volymen hos penisen. Active LoopRing är en läsbar och individuellt justerbar slinga av TPE (termoplast), som man placerar runt peniskafset, framför testiklarna, och drar så att den sitter städig. Trycket från slingan minskar utflödet av blod från penisen.

Gör så här:

1. För att spänna ut och öppna ALR: Ta igång i vänster hand. Ånden med bollen ska vara uppåt (fig. 1). Grip slingan med höger hand och dra isär ALR en aning (fig. 2).
2. Stick in penisen genom den utsprända slingan (fig. 3) och för ALR i riktning mot kroppen tills den är framför testiklarna (fig. 5).

3. Korrekt placering: ALR måste sättas runt penisen. Delen med bollen måste vara på ovansidan av penisen. Ta nu tag i den andra änden på ALR, änden utan boll, och dra den åt sidan av slingan horisontellt bort från penisen, tills ALR sitter städig runt penisen (fig. 4). När ALR sitter korrekt befinner sig den lösa änden på ena sidan av penisen. Bollen ska vara ovanpå penisen (fig. 5).

4. För att spänna ALR: Ta tag i änden utan boll och dra den nedåt (fig. 6). Nu bör ALR sitta tillräckligt stramt runt penisen för att hindra blodflödet till kroppen. Om den spänns alltför hårt kan det försvipa erektilen. Det kan också känna obehagligt och skada penisen. Om erektilen inte är tillräckligt hård, trycker du med handen

på området bakom penisen. Det kan hjälpa till att skapa ett starkare blodflöde till penisen. När penisen styrkan, kan du dra åt eller lossa ALR för att få en sättlig erektil funktion.

5. Lossa ALR: Efter samtaget, eller om erektilen är för hård, kan du lossa ALR så här: Dra i änden med bollen (fig. 7). När du har losat ALR kan du lått dra bort den från penisen.

Kontraindikationer för Active LoopRing

Du måste diskutera med din läkare innan du använder ALR om något av följande stämmer i dig:

- Om din penis har en avvikande form.
- Om du är medicinskt skäl inte har bö ha sex.
- Om du har hjärtecelldsjukdom, leukaemi, benmärgstumörer eller andra sjukdomar som leder till förändringar i blodkoagulation och som kan orsaka blödningar och långvariga erektiler.