



Beppy DRY = 30 mm x Ø 50 mm



Product information: Beppy DRY tampons are made of water blown polyurethane foam and have been clinically and dermatologically tested.

Beppy Soft Comfort TAMPONS DRY



Komfortable Tampons ohne Faden

Beppy DRY Tampons sind für Frauen entwickelt worden, die sich während der Menstruation frei bewegen möchten...

Anleitung zum Einführen:

- 1. Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Einführen des Tampons. Spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab... 2. Öffnen Sie die Verpackung...

Anleitung zum Entfernen:

6. Der Beppy DRY ist durch die praktische kleine Schlaufe leicht zu entfernen. Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Entfernen...

Sie den Tampon. Das Entfernen des Tampons ist nach dem Entleeren der Blase leichter und entspannter...

Tragedauer:

Verwenden Sie Beppy Tampons bei normaler bis starker Blutung (reguläres Aufnahmevermögen: 6-9g). Die Tragedauer ist abhängig von der Menstruationsstärke...

Wechseln Sie den Tampon regelmäßig. Denken Sie vor dem Einführen eines neuen Tampons daran, den eingeführten zu entfernen...

Achtung:

Wenn Sie den Tampon länger als 8 Stunden in der Scheide belassen, kann die Sicherheit und Wirksamkeit nicht mehr garantiert werden.

Nicht verwenden:

- bei intaktem Jungfernhäutchen - nach dem angegebenen Verfallsdatum

WICHTIGER Hinweis zum Toxischen Schocksyndrom (TSS):

TSS ist eine seltene, aber schwere und bisweilen tödliche Krankheit, die mit der Verwendung von Tampons in Zusammenhang gebracht wird. Symptome von TSS: Frühe Symptome können plötzlich einsetzen...

Wenn Sie Fragen zu TSS haben oder wieder Tampons verwenden möchten und in der Vergangenheit TSS-Symptome aufwiesen...

Als allgemeine Regel ist es notwendig, Ihren Arzt, Gynäkologen oder einen Notarzt aufzusuchen, wenn Sie nicht in der Lage sind, den Tampon zu entfernen.

Schlagen Sie in unseren Häufig gestellten Fragen unter www.BEPPY.com nach.

Beppy Soft Comfort TAMPONS DRY



Comfortable tampons without a string

Beppy DRY tampons are developed for women who want to be able to move freely during their menstruation. The comfortable Beppy tampon without string is very suitable for use during sports...

Instructions for insertion:

- 1. Wash your hands before and after inserting the tampon. Rinse them well with water and leave no traces of soap on your hands. 2. Open the package...

Instructions for removal:

- 6. Wash your hands before and after removal and adopt a comfortable position. 7. By using the index finger and the middle finger as a tweezers, firmly get hold of the tampon...

How long to keep it in?

Use Beppy tampons during normal blood loss. The length of time it can be worn depends on the amount of blood loss, and the day of the menstrual period. This is different for every woman.

Please note:

If you leave the tampon in the vagina for more than 8 hours, its safety and effectiveness is no longer guaranteed. Beppy DRY can be used only once.

Do not use:

- if your hymen is intact - if the use-by date on the pack has expired

IMPORTANT about Toxic Shock Syndrome (TSS):

TSS is a rare but serious and sometimes fatal disease, which is associated with the use of menstrual tampons. What are the symptoms of TSS? Early symptoms may begin suddenly and are similar to the flu.

What should you do if you think you have TSS? If, during your period or shortly thereafter, you have any of the above symptoms, REMOVE YOUR TAMPON AND CONSULT A DOCTOR IMMEDIATELY.

Reducing or avoiding the risk?

To reduce the risk of TSS, use tampons with the lowest absorbency to suit your flow. To avoid or reduce the risk, do not use tampons or alternate the use of tampons with sanitary towels.

Consult a doctor if you want to use tampons again and have had symptoms of TSS in the past or have questions about TSS.

As a general rule, it is necessary to visit your doctor, gynaecologist or A&E if you cannot remove a tampon.

For a list of FAQs go to www.BEPPY.com

Beppy Soft Comfort TAMPONS DRY



Des tampons confortables et sans fil

Les tampons Beppy DRY ont été mis au point pour les femmes qui veulent continuer à mener une vie active pendant leurs règles. Le tampon Beppy, confortable et sans fil, est idéal pour le sport, la natation, le sauna...

Instructions pour la mise en place:

- 1. Lavez-vous les mains avant et après d'introduire le tampon, puis rincez-les soigneusement de façon à éliminer tout reste de savon. 2. Ouvrez l'emballage. 3. Vous pouvez légèrement humidifier le tampon avec un peu d'eau claire...

Instructions pour le retrait:

- 6. Lavez-vous les mains avant et après d'enlever le tampon et adoptez une position détendue. 7. En vous servant de l'index et du majeur comme d'une petite pince, saisissez le tampon...

Changement de tampon:

Utilisez les tampons Beppy en cas de saignements normaux. La fréquence de changement d'un tampon dépend de l'importance des menstruations (et du jour des règles), variable d'une femme à l'autre.

importants et toutes les 4 à 8 heures lorsqu'ils se sortent moins. Changez régulièrement votre tampon. N'oubliez pas d'enlever le dernier tampon à chaque changement.

Attention:

Une bonne efficacité n'est plus garantie au-delà de 8 heures. Les tampons Beppy DRY sont exclusivement destinés à un usage unique.

Ne pas utiliser lorsque:

- l'hymen est intact - la date limite d'utilisation indiquée est dépassée

Remarque IMPORTANTE à propos du Syndrome de choc toxique (Toxic Shock Syndrome ou TSS):

Le TSS est une affection rare mais grave, voire fatale, associée à l'utilisation de tampons pendant les règles. Quels sont les symptômes du TSS? Des symptômes précoces peuvent survenir brusquement.

Quelles sont les femmes à risques?

Le TSS peut survenir chez n'importe quelle femme qui utilise des tampons pendant ses règles. On observe un risque plus élevé chez les femmes de moins de 30 ans.

Comment diminuer ou éliminer le risque?

Utilisez des tampons nécessitant une absorption minimale pour réduire le risque de TSS. Pour éliminer ou réduire le risque de TSS, n'utilisez pas de tampons ou alternez leur utilisation avec celle de bandes hygiéniques.

Consultez un médecin si vous voulez recommencer à utiliser des tampons et avez présenté par le passé des symptômes de TSS ou si vous avez des questions sur le TSS.

Beppy Soft Comfort TAMPONS DRY



Comfortabele tampon zonder touwtje

Beppy DRY tampons zijn ontwikkeld voor de vrouw, die zich vrij wil kunnen bewegen tijdens haar menstruatie. De comfortabele Beppy tampon zonder touwtje is heel geschikt om te gebruiken tijdens sport, zwemmen...

Aanwijzingen voor het inbrengen:

- 1. Was je handen voor en na het inbrengen van de tampon. Spoel ze goed af met water, zodat alle zeepresten zijn verwijderd.

- 2. Open de verpakking. 3. Om inbrengen te vergemakkelijken kun je de tampon licht bevochtigen met wat schoon water, vaginale crème of glijmiddel. 4. Neem een ontspannen houding aan.

Aanwijzingen voor het verwijderen:

- 6. Was je handen voor en na het verwijderen en neem een ontspannen houding aan. 7. Door wijsvinger en middelvinger als een pincet te gebruiken, klem je de tampon vast, vervolgens trek je de tampon rustig uit de vagina.

Hoe lang in te houden?

Gebruik Beppy tampons bij normaal. De draagduur is afhankelijk van de hoeveelheid bloedverlies en de dag van de menstruatie. Dit is per vrouw verschillend. Richtlijn: om de 2-4 uur tijdens de zware dagen, om de 4-8 uur tijdens de lichte dagen van de menstruatie.

Attentie:

Als je de tampon langer dan 8 uur in de vagina laat, kan de veiligheid en doeltreffendheid niet meer gegarandeerd worden. Beppy DRY kan slechts één keer gebruikt worden.

Niet gebruiken bij:

- Bestaand maagendevlies - Na de aangegeven uiterste gebruiksdatum

BELANGRIJK over Toxic Shock Syndroom (TSS):

TSS is een zeldzame, maar ernstige en soms fatale ziekte, die wordt geassocieerd met het gebruik van tampons. Wat zijn de symptomen van TSS? Vroege symptomen kunnen plotseling beginnen en zijn vergelijkbaar met de griep: een plotselinge koorts - meestal 39°C of hoger, braken, diarree, flauwvallen...

