

Einzel-  
Anfertigung

  
**MEDintim**  
*your natural joy*



# Erweiterungseinheit *Spezial-Plus*

zur nachträglichen „Vergrößerung“  
des **ACTIVE Erection System<sup>NT®</sup>**

## Inhalt:

- 1 Adapter für Übergang Motor / Zylinder
- 1 extra großer Zylinder: Länge 285 mm, Innendurchmesser 68 mm
- 1 Spezial Konus zum Aufziehen der Stauringe
- 1 zusätzlicher Ring: Gr. 22 mm
- Gebrauchsinformation

**Material:**  
Adapter: POM  
Zylinder: transparenter PVC  
Konus: POM  
Stauring: Elastomer

Einzelanfertigung  
Art. Nr.: AES SP  
Made in Germany

**CE** Medizinprodukt Klasse I



Kessel GmbH  
Kelsterbacher Strasse 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20  
Fax (06105) 45 59 01  
E-Mail: [service@kessel-marketing.de](mailto:service@kessel-marketing.de)

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)