



# KESSEL

sexual health care



Draufsicht

Kappe

Nische


Krempe




Seitenansicht

kurze Seite

lange Seite



Schleife zum Herausziehen



## FemCap®

Portiokappe aus Silikon zur Empfängnisverhütung.

### Eigenschaften:

- wiederverwendbar und lange haltbar
- hypoallergen, keine Latexallergien
- sterilisierbar
- speziell entwickelte Passform
- mit Schleife zum Herausnehmen
- 3 Größen
- mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
- nicht geeignet bei Gebärmuttervorfall

Reinigung: mit warmem Wasser und milder Seife

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.femcap.com](http://www.femcap.com)

### Inhaltsstoffe:

Medizinisches Silikon

Farbe: transparent - weiß

### Lieferbare Größen:

(Angabe des Innendurchmessers)

Kleine Größe (22 mm)

(für Frauen, die noch nicht entbunden haben)

1er Set

PZN 6063131

Mittlere Größe (26 mm)

(für Frauen, die mit Kaiserschnitt entbunden haben oder einen Abbruch hatten.)

1er Set

PZN 6063148

Normale Größe (30 mm)

(für Frauen, die vaginal entbunden haben)

1er Set

PZN 6063154

Made in USA



0483 Medizinprodukt Klasse IIb



Kessel GmbH  
Kelsterbacher Strasse 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20  
Fax (06105) 45 59 01  
E-Mail: [service@kessel-marketing.de](mailto:service@kessel-marketing.de)

[www.kessel-marketing.de](http://www.kessel-marketing.de)