




**MEDintim**  
personal healthcare



Klettverschluss

Soft-Druckpolster

## Harnröhren *Verschlussbändchen*

nach Prof. Sachse (Modell Nürnberg)

Das Harnröhren-Verschlussbändchen ist eine am Penis leicht anbringbare, mit Druckpolster auf den Urethra-Bereich wirkende, zirkuläre Kompressions-Manschette. Geeignet für den Dauereinsatz bei bestehender oder vorübergehender Harninkontinenz. Zur Rückflussverhinderung bei in die Harnröhre injizierten Medikamenten (Flüssigkeiten, Gele, Kontrastmittel, u. ä.)

### Vorteile:

- weich gepolsterte, angenehme Manschette, verursacht weniger Druckschmerz als vergleichbare Penisklemmen
- Klettverschluss vereinfacht die Anpassung
- Soft-Druckpolster verhindert jeglichen Rückfluss
- Kompressionswirkung ist vom Patienten leicht zu dosieren

Geringes Gewicht und kleiner Umfang ergeben vorzügliche Trageigenschaften beim Laufen, Gehen, Sitzen

### Material:

Baumwolle, Polyurethan, Polyethylen

Breite: 20 mm

VE: 10 Stück

PZN: 2486515

Art. Nr.: MED MHR

Made in Germany

CE Medizinprodukt Klasse I



Kessel GmbH  
Kelsterbacher Straße 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20  
Fax (06105) 45 59 01  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)