

Erweiterung Special Plus Set



Großer Zylinder mit Adaptern für das **ACTIVE³**® Erection System oder **MANUAL Erection System**

Der Special Plus Zylinder ist größer und länger als der normale Standardzylinder des **ACTIVE³**® und **MANUAL Erection System**.

Männer, für die der Standardzylinder (Maße: 200 mm Länge, 54 mm Innendurchmesser) zu klein und kurz ist, können mit dieser Erweiterung die Erektionshilfen benutzen.

Das Special Plus Set benötigt den Pumpenkopf und die Stauringe des **ACTIVE³**® Erection Systems oder des **MANUAL Erection Systems**. Der Standardzylinder wird bei der Anwendung durch den Special Plus Zylinder ersetzt. Die Hülsen und der Konus des **ACTIVE³**® Erection Systems oder des **MANUAL Erection Systems** werden dabei nicht benutzt. Der Stauring wird mit Hilfe des Konus direkt auf den Special Plus Zylinder gespannt.

Inhalt:

- 1 Adapter (weiß) für den Übergang zwischen Pumpenkopf (elektrisch oder manuell) und Zylinder (Innendurchmesser Adapter: 55 mm)
- 1 Adapter (weiß) als Übergangsstück zum Körper (Innendurchmesser Adapter: 54 mm)
- 1 großer Zylinder (Länge 250 mm, Innendurchmesser 64 mm, Außendurchmesser 70 mm)
- 1 Konus zum Aufziehen der Stauringe
- 1 Stauring Größe 5 (21 mm Innendurchmesser)
- Animé Gleitmittel 50 ml Tube
- Gebrauchsinformation

Material:

Adapter: Polyoxymethylen (POM)
Zylinder: transparentes Polycarbonat
Konus: Polyoxymethylen (POM)
Stauring: thermoplastisches Elastomer

Dieses Produkt-Set ist geeignet zur Anwendung mit dem **ACTIVE³**® Erection System oder **MANUAL Erection System**.

Art. Nr.: AES SP
Made in Germany

