

# Vagiwell® Dilators

Vaginale Dehnungsstifte (Dilatatoren) zur klinischen oder häuslichen Anwendung



Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm

Abbildung Originalgröße

CE Medizinprodukt

# Indikationen

Bei vaginalen Beschwerden und Schmerzen beim bzw. nach Geschlechtsverkehr aufgrund von:


- ▶ Dyspareunie
- ▶ Vaginismus
- ▶ Vernarbung nach Dammschnitt (Episiotomie) bzw. Dammriss
- ▶ nach gynäkologischen Operationen
- ▶ während und nach Strahlentherapie/Chemotherapie (Vulva-, Vagina-Karzinom)
- ▶ nach Scheidenoperationen mit Verkleinerung der Vagina und Narbenbildung
- ▶ Hautkrankheiten wie bestimmte Lichen-Formen, z. B. Lichen sclerosus
- ▶ Vaginoplastik/Neovagina
- ▶ Scheidengehe (Jungfräulichkeit), die von der Betroffenen als sexuelle Störung beschrieben wird

Dehnungsübungen mit den Vagiwell Dehnungsstiften sind auch sinnvoll, wenn gynäkologische Untersuchungen oder das Einführen eines Tampons als sehr schmerzhaft empfunden werden.


## Anwendung

- 1 Vagiwell Dehnungsstift in die Vagina einführen (beginnend mit der kleinsten Größe).
- 2 Dehnungsstift einige Minuten im Scheideneingang lassen und anschließend ein- und ausführen, ohne diesen dabei vollständig aus der Scheide zu entfernen.
- 3 Diese Übung 5x wiederholen und danach in eine leichte Drehbewegung übergehen.
- 4 Dehnungsstift 5x nach rechts und 5x nach links bewegen. Durch diese Bewegungen wird das Scheidengewebe sanft gedehnt.


# Lieferbare Sets:



**Vagiwell® Dilators Small**  
3 Dehnungshilfen (Dilatatoren) aus Silikon Gr. 1-3:  
Art. Nr.: Vagiwell S  
EAN: 4013273001564  
PZN: 10224640  
Preis: 69,00 € in Apotheken



**Vagiwell® Dilators Large**  
3 Dehnungshilfen (Dilatatoren) aus Silikon Gr. 3-5:  
Art. Nr.: Vagiwell L  
EAN: 4013273001571  
PZN: 10224657  
Preis: 69,00 € in Apotheken



**Vagiwell® Dilators Premium**  
5 Dehnungshilfen (Dilatatoren) aus Silikon Gr. 1-5:  
Art. Nr.: Vagiwell P  
EAN: 4013273001557  
PZN: 10224634  
Preis: 98,00 € in Apotheken

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm