





MEDintim
personal healthcare



ACTIVE LoopRing®

Anpassbarer Stauring – wiederverwendbar

Der **ACTIVE LoopRing®** (ALR) ist ein medizinisches Hilfsmittel und wird von Männern mit erektiler Dysfunktion (Impotenz) benutzt. Der anpassbare **ACTIVE LoopRing®** ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht lange genug fest ist.

Produkteigenschaften:

Der ALR wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Fülle des Penis entwickelt. Der **ACTIVE LoopRing®** ist eine feststellbare und individuell anpassbare Schlaufe aus TPE (Thermoplast), die um den Penisschaft, vor die Hoden gelegt und fest zugezogen wird. Der Anpressdruck reduziert den Blutrückfluss aus dem Penis. Wiederverwendbar.

Der ALR kann auch in Verbindung mit dem **ACTIVE Erection System^{NT}**® oder **MANUAL Erection System®** (Vakuumtherapie) angewendet werden, falls der Anwender, z. B. bei Kinderwunsch, nach dem Höhepunkt das Ejakulat in die Scheide fließen lassen möchte.

- Inhalt: 1 **ACTIVE LoopRing®**
- Schlauch: TPE (Thermoplastische Elastomere)
- Ring/Ball: ABS Kunststoff
- Farbe: transparent
- Gebrauchsanweisung
- Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

Medizinprodukt

Hersteller:
KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf

Made in Germany

Art. Nr.: IA ALR
EAN 40 13273 001922
PZN 7024239



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



www.medintim.de