



**MEDintim**  
personal healthcare



Neu

Mit Animationsfilm auf DVD



# MANUAL *Erection System*®

Vakuum – Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion (Impotenz)

## Anwendung:

Das **MANUAL *Erection System*®** ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen. Die manuell betriebene Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penisschaft gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Das **MANUAL *Erection System*®** lässt sich leicht mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Alle Teile, auch die Stauringe in den vier verschiedenen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden. Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

Das **MANUAL *Erection System*®** ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel und kann vom Arzt verordnet werden.

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

Das **MANUAL *Erection System*®** besteht aus:

- Manueller Vakuum Pumpenkopf
- Transparenter Zylinder
- Stauringführungshülse 1 und 2
- Konus
- 4 verschiedenen Stauringen (10; 12,5; 15 und 20 mm Innendurchmesser)
- Sylk Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung
- Animationsfilm auf DVD

PZN 4605935  
Hilfsmittel-Pos. Nr. 99.27.02.0022  
EAN: 4013273001175  
Art. Nr.: MES 01  
Made in Germany

CE Medizinprodukt



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Straße 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 6105 20 37 20  
Fax +49 6105 45 59 01  
Email: service@medintim.de



www.medintim.de