

# Neu!



**KESSEL**

sexual health care



## DivaCup Menstruationskappe

Wiederverwendbar, ökologisch, ökonomisch.  
Kein Tampon, keine Binde – eine bequeme Lösung.  
DivaCup ist eine Menstruationskappe, die in dieser Form  
erstmals 1930 entwickelt wurde. In neuem Design und  
aus Silikon ist DivaCup eine Alternative bei der Menstrua-  
tionshygiene.

### Eigenschaften:

Hygienisch und einfach zu benutzen. Praktischer und  
zuverlässiger Schutz. Kein Austrocknen und Verletzen der  
Vaginalwand, natürliche Feuchtigkeit bleibt erhalten.

### Anwendung:

DivaCup falten und mit dem offenen Ende in die Scheide  
einführen. Je nach Stärke der Menstruation alle 3- 4 Stunden  
herausnehmen, entleeren, auswaschen und wieder einlegen.

- Aus medizinischem Silikon  
(latexfrei und hypoallergen)
- Größe 1:  
58 mm lang, 42 mm Außendurchmesser  
PZN 2650819
- Größe 2:  
58 mm lang, 47 mm Außendurchmesser  
PZN 2650848
- Mit Aufbewahrungsbeutel für unterwegs!
- Reinigung mit lauwarmem Wasser  
und milder Seife.
- FDA und von den Kanadischen  
Gesundheitsbehörden geprüft
- Herstellung ISO 13485 zertifiziert
- Erhältlich in Apotheken und Fachhandel.

### Inhalt:

1 Menstruationskappe mit Aufbewahrungsbeutel  
und Gebrauchsanweisung



Kessel GmbH  
Kelsterbacher Strasse 28  
D-64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20  
Fax +49 (0) 6105 45 59 01  
E-Mail: [kessel@kessel-marketing.de](mailto:kessel@kessel-marketing.de)

[www.kessel-marketing.de](http://www.kessel-marketing.de)